



Armaufleger mit Horizontalschiene

Regulärer Preis:

850,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Armaufleger mit Horizontalschiene"

FAWS-07.5 Armauflage für OP-Tische mit Polster, Fixierriemen, Horizontalschiene und Kloben.

Armlagerung mit Polster, Riemen, Horizontalschiene und Kloben.

- Zur Unterstützung des Arms des Patienten in Rücken-, Bauch- und Seitenlage mit Polyurethan- Polster. Abmessungen des Polsters: H25 mm x B160 mm x L380 mm.
- Konstruktion aus massivem Edelstahl.
- Das Drehen der Stütze um die vertikale Achse ist möglich und auch die Änderung des Abstands und der Höhe der Armauflage zur Tischplatte.

Komplettpreis mit Horizontalschiene, Kloben und Fixierriemen

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-07.5
Veröffentlicht:	2026-08-25



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung