



Armlagerung mit horizontaler Verstellung

Regulärer Preis:

498,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Armlagerung mit horizontaler Verstellung"

FAAS-15 Armauflager 20 cm breit für OP-Tisch mit Polster, Riemen und Kloben.

Diese Armstütze wird für die Lagerung des Patientenarms in der Liegeposition oder halb sitzend verwendet.

Das Drehen der Armstütze um ihre vertikale Achse ist im mitgelieferten Radialstellkloben möglich und auch die Änderung des Abstands und der Höhe der Armauflage zur Tischplatte sowie die Neigung.

Ausgestattet ist die Armstütze mit einem robusten PU- Polster und Fixierriemen.

Abmessungen: 40 mm x 200 mm x 600 mm (H x B x L).

Die tragende Konstruktion ist aus hochwertigem mattiertem Edelstahl.

Komplettpreis mit Radialstellkloben und Riemen

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-15
Veröffentlicht:	2026-06-18
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung