



## Armausleger mit Horizontalschiene

795,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Armausleger mit Horizontalschiene"

## FAAS-10 Armauflage mit Polster, Riemen, Horizontalschiene und Kloben.

- Zur Unterstützung des Patientenarms in der Liegeposition und Seitenlage mit Muldenpolster.
- Abmessungen Pölster: H60 mm x B250 mm x L380 mm.
- Gesamthöhe: 580 mm
- Höhenverstellung Tischniveau: 0 bis +500 mm
- 3 Drehpunkte: in der Horizontalschiene, im Kloben und am Polster
- 2 Höhenverstellmöglichkeiten: An der Horizontalschiene und im Kloben
- Das Drehen der Armstütze um ihre vertikale Achse ist möglich und auch die Änderung des Abstands und der Höhe der Auflage zur Tischplatte.
- Konstruktion aus Edelstahl.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-10
Veröffentlicht:	2025-12-16

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de