



## Armausleger mit Horizontalschiene

795,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Armausleger mit Horizontalschiene"

### FAAS-10 Armauflage mit Polster, Riemen, Horizontalschiene und Kloben.

- Zur Unterstützung des Patientenarms in der Liegeposition und Seitenlage mit Muldenpolster.
- Abmessungen Polster: H60 mm x B250 mm x L380 mm.
- Gesamthöhe: 580 mm
- Höhenverstellung Tischniveau: 0 bis +500 mm
- 3 Drehpunkte: in der Horizontalschiene, im Kloben und am Polster
- 2 Höhenverstellmöglichkeiten: An der Horizontalschiene und im Kloben
- Das Drehen der Armstütze um ihre vertikale Achse ist möglich und auch die Änderung des Abstands und der Höhe der Auflage zur Tischplatte.
- Konstruktion aus Edelstahl.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAAS-10
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-05
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1