



Armlagerung mit Kloben und Riemen

420,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Armlagerung mit Kloben und Riemen"

FAPR-1.5 Armausleger mit gepolsterter Mulde

Inkl. Fixierriemen 38 mm breit und Radialstellkloben für die Befestigung an der OP- Schiene FAWS-17.6
Zur Lagerung eines Arms des Patienten in Liegeposition oder Halb sitzend, mit Polster 500 x 160 x 25 mm (LxBxH).
Konstruktion aus massivem Edelstahl. Das Drehen der Stütze um ihre vertikale Achse ist im
mitgelieferten Radialstellkloben möglich und auch die Änderung des Abstands und der Höhe der Armauflage zur Tischplatte.
Komplettpreis mit Befestigungskloben und Riemen ohne Gelpad

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAPR-1.5
Veröffentlicht:	2026-05-01
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

