

## Radialstellkloben von 16mm - 18mm Ø

230,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Werktage

Produktinformationen "Radialstellkloben von 16mm - 18mm Ø"

## FAWS-17.6 Radialkloben oder Klammer für OP-Tisch

- für runde und eckige Stangen,
  passend für die Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.
- Vertikal drehbar mit Rastung.
  Der Kloben wird aufgeschoben auf die Schiene, die Feststellschraube blockiert sowohl auf der Schiene als auch die Stangenaufnahme. (Einhandbedienung)
  Aus hochwertigem massivem Edelstahl, Oberfläche mattiert.

- Ein Kloben für runde und eckige Stangen
  Montage an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm).
  Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm Ø bis 18mm Ø
- Zur Aufnahme von Zubehör mit rechteckiger Führung von 16mm X 16 mm
- Der Abstand von Mitte Stange zu Mitte Schiene beträgt ca. 40mm

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-17.6
Veröffentlicht:	2025-11-19

Seite 1

Example Company