



Beinstützen nach Göpel (Set)

690,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Beinstützen nach Göpel (Set)"

FAWS-5.5 Beinstützen Komplettset

1 Paar gynäkologische oder urologische Beinhalter inkl. zweier Radialstellkloben aus Edelstahl und Fixierbänder.

- Göpelhalter oder Beinschalen z. B. für die Steinschnittlage;
- Diese Beinhalter (Gynstützen) sind mit einer Polsterschale ausgestattet:
- Schalenlänge 290mm;
- Schalentiefe innen 45mm;
- Schalenbreite innen 145 mm;
- Gesamtlänge: 700 mm;
- Stange Ø 16mm;
- Bis 150 Kg Patientengewicht
- Die tragende Konstruktion dieser Beinstützen sind aus massivem Edelstahl hergestellt.
- Die Beinschale wird über Präzisionskugelgelenk vertikal und horizontal fest eingestellt.
- Die Befestigung erfolgt an den Gleitschienen (Normschienen) des OP- Tisches über Radialstellkloben, (im Lieferumfang enthalten).
- Komplettset
- inkl. Beinhalter 2 Stk.;
- Inkl. Radialstellkloben 2 Stk.;
- Inkl. Fixierriemen 2 Stk.

Hersteller :

THM Medizintechnik

Seite 1

Produktnummer: FAWS-5.5

Veröffentlicht: 2026-05-26

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung