



Schwerlastbeinhalter nach Göpel (Set)

1.380,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Schwerlastbeinhalter nach Göpel (Set)"

FAAS-09 Beinhalter nach Göpel-

Bis 300 Kg-

1 Paar Beinstützen, Radialstellkloben aus Edelstahl und Fixierbändern;
Die Beinhalter (Gynstützen) sind mit je einer Polsterschale ausgestattet,
Polsterlänge: 377 mm
Polstertiefe innen 80 mm
Polsterbreite : 220 mm
Polsterstärke: 27 mm
Polsterverstellung Rotation: 360°
Polsterverstellung horizontal: $\pm 30^\circ$
Polsterverstellung vertikal: $\pm 90^\circ$
Beinhalterhöhenverstellung: 270 mm
Gesamtlänge: 660 mm
Stange \varnothing 18mm
Belastung in einer Schale max.: 40Kg.
Die tragenden Konstruktionen dieser Beinstützen sind aus massivem Edelstahl hergestellt.
Die Beinschalen werden über Präzisionskugelgelenk mit Knebelschraube vertikal und horizontal fest eingestellt.
Das seitliche Schwenken kann sowohl im Kloben, als auch bei hoher Belastung, mit einer separaten Blockierschraube über eine Rastung erfolgen.
Somit ist es nur einer Person möglich ein schweres Bein seitlich zu verschwenken.
Die Befestigung erfolgt an den Gleitschienen (Normschienen) des Op- Tisches über massive Radialstellkloben, (im Lieferumfang enthalten).

Seite 1

Komplettset

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

inkl. Beinhalter 2 Stk
Inkl. Radialstellklöben 2 Stk
Inkl. Fixierriemen 2 Stk.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-09
Veröffentlicht:	2026-05-04
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

