



Humerus Set mit Weinbergerfessel

Regulärer Preis:

2.150,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Humerus Set mit Weinbergerfessel"

FAWS-47.5 Humerus Set mit Handfessel nach Weinberger.

Inkl. Weinberger Handfixierung.

Diese Oberarmlagerungseinheit Handfixierung nach Weinberger dient der Reposition und intramedullären Nagelung bei Humerusfrakturen sowie der Unterstützung des Unterarms bei der Fixierung von Unterarmknochenfrakturen.

- Dieses Oberarmlagerungsaggregat mit Gegenzugstab zur Humerus Nagelung wird als Komplettsset mit Weinberger-Handfessel geliefert und bestehend aus:
- Oberarmextension mit Zugeinheit, stufenlos in der Länge verstellbar Handfessel nach Weinberger, Oberarmgegenzugstab mit Rundpolster, über Kloben an die Länge des Oberarms anpassbar, 2 x Radialstellkloben FAWS-17.7
- Bei diesem Armextensionsgerät sind alle tragenden Strukturen aus massivem Edelstahl.
- Kann in Quer- oder Längsposition relativ zur Operationstischplatte verwendet werden.
- Fingerklemmen ermöglichen ein schnelles Lösen oder Ruhigstellen der Hand.
- Zugkraft wird über einen Drehhebel betätigt.
- Rolle Polyurethan, ? 16 x 300 mm
- Drehgelenk rund ? 16 mm
- Einstellung Fingerhalter Winkel, Höhe, Zugkraft
- Montage an Zubehörschiene

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

FAWS-47.5

Veröffentlicht:

2026-08-25

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

