



## Infusionsstange für OP-Tische mit 2 Haken

Regulärer Preis:

196,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Infusionsstange für OP-Tische mit 2 Haken"

### **FAWK-01.5 Stange für Infusion zur Befestigung an der Normschiene.**

Dieser Infusionsständer wird zum Aufhängen von Behältern mit Infusionsflüssigkeiten am OP-Tisch eingesetzt und an den Gleitschienen (10 x 25mm) befestigt. Die Höhenverstellung erfolgt im Kloben.

Der Infusionsständer ist mit doppeltem Haken ausgestattet und aus Edelstahl, **inkl. Befestigungskloben**

- Höhe des Statives: 116 cm
- Anzahl der Haken: 2 Stk.
- Stangendurchmesser: 16 mm

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAWK-01.5
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-07-07



**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung