



Arthroskopierolle

Regulärer Preis:

565,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 9 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Arthroskopierolle"

FAWS-40.5 Knielagerungsrolle für die Arthroskopie

Meniskusrolle

mit einem zylinderförmigen Polster.

Abmessungen: ø 80 mm x L 300 mm.

Die tragende Konstruktion dieser Arthroskopie Rolle besteht aus massivem gebürstetem Edelstahl und ist langlebig und robust. Die Regulierung der Höhe und des Winkels erfolgt im Radialstellkloben FAWS-17.7

Lieferung inkl. Kloben (Massiver Edelstahl)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-40.5
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung