



Narkosebügel ausziehbar mit Radialstellkloben

Regulärer Preis:

355,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Narkosebügel ausziehbar mit Radialstellkloben"

FAWS-1.6 Narkosebogen, Anästhesiebügel

- horizontal ausziehbar,
- **mit Radialstellkloben FAWS-17.6 Chromnickelstahl.**
- in Winkelform aus Chromnickelstahl.
- Horizontalstange mit 2 ausziehbaren Stangen
- Die Möglichkeit der Höhenverstellung, das Drehen um die vertikale Achse und die Neigung erfolgen im Kloben.
- Tragende Struktur aus Edelstahl gefertigt.
- Höhe: 70cm
- Breite: 63cm
- Breite ausgezogen: 80cm
- Ø 16 mm der Stange

- **Inkl. Radialstellkloben FA-WS-16.5**
- **Komplettset**

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-1.6

Veröffentlicht:

2026-08-24

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung