



## Papierrollenhalter für Normschienenbefestigung

280,00 €\*  
\* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Papierrollenhalter für Normschienenbefestigung"

### aus hochwertigem poliertem Edelstahl mit Befestigungskloben

für Liegenpapier max. 50cm breit

Befestigung mit Kloben an der Normschiene  
einer Beinplatte oder an der Kopfplatte.  
Länge bis zum Halter: 540mm, Ø 21mm

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	3.06.25D
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-02
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1