



Armfessel, Handfessel

150,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Armfessel, Handfessel"

FAWS-34.5 Armfessel, Handfessel für OP-Tische

Zur Fixierung der Handgelenke

Befestigung der Armfessel an der Gleitschiene des OP-Tisches mit der Möglichkeit der Längsverstellung und Regulierung der Gurte in der Edelstahlklemme. Besteht aus einem abnehmbaren, waschbaren Gewebegurt, mit einer Breite von 100 mm, und einer Edelstahlbefestigung.
1 Stk.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-34.5
Veröffentlicht:	2026-05-30
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1