



Oberschenkelfessel

Regulärer Preis:

72,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Oberschenkelfessel"

FAWS-44.1 Oberschenkelfessel für OP-Tische

für die Immobilisierung der Oberschenkel des Patienten auf dem Operationstisch.
Diese Oberschenkelfixierung bestehen aus 2 Gurten mit Klettverbindung und 100mm Breite.
Einer wird an der Beinplatte befestigt, der andere Gurt fixiert das Bein.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-44.1
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung