



Patientensicherungsgurt, Körpergurt breit

136,00 €*
*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Patientensicherungsgurt, Körpergurt breit"

FAWS-41.0 Patientensicherungsgurt, Körpergurt für OP-Tische

Besteht aus zwei waschbaren Gewebegurten (Breite 100 mm) mit Klettbändern

seitlich befestigt durch massive Edelstahlhaken zum aufzuschieben auf die Normschienen. Der linke und rechte Teil des Patientengurtes können jeweils am OP-Tisch verbleiben, bei Nutzung mit Patienten werden nur die Klettseiten übereinander gelegt.
Nutzbare Gesamtlänge von der Mitte der Schienen: bis ca.1,4 m

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-41.0
Veröffentlicht:	2026-03-14
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung