



Anästhesie Schlauchhalterung

Regulärer Preis:

185,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Anästhesie Schlauchhalterung"

FAWS-14.5 Halter für Anästhesieschläuche für OP- Tische

wird an den Normschiene des OP-Tisches befestigt

und dient dem Halten von Anästhesieschläuchen mit verschiedenen Durchmessern; Halter aus Plexi;
Einstellung von Höhe und Tiefe;
Gestänge hergestellt aus rostfreiem Edelstahl;
Die Schlauchhalterung für OP-Tische wird befestigt an den Normschienen (25 x 10 mm) der OP-Tisch-Lagerfläche über Spannkloben WS16.5

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-14.5
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung