



Seitenstütze oval FAWS-49.5

Regulärer Preis:

490,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Seitenstütze oval FAWS-49.5"

Seitenstütze, Körperstütze für OP-Tische

zur Abstützung des Patienten in Seitenlage

das ovale Polster lässt sich sehr gut an die Konturen des Patienten anpassen durch Kugelgelenk (Dekubitusprophylaxe)
Die Körperstütze ist horizontal, vertikal und in der Tiefe verstellbar sowie auch schwenkbar
Maße: 35 mm x 150 mm x 170 mm,
Lagerteil aus massivem Edelstahl,
mit Radialstellkloben FAWS-17.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-49.5
Veröffentlicht:	2026-07-26
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung