




Seitenstütze mit Einhandbedienung FAWS-50.6

Regulärer Preis:

510,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Seitenstütze mit Einhandbedienung FAWS-50.6"

Seitenstütze, Körperstütze für OP-Tische

mit Einhandbedienung per Hebel zur schnellen Patientenpositionierung

die Höhe ist im Kloben verstellbar,
die Tiefe mit Klemmhebel zur schnellen Fixierung.

Maße: 35 mm x 150 mm x 170 mm,
alle Metallteile aus rostfreiem Stahl,
mit Befestigungskloben,

Komplettset mit Kloben

Lieferumfang 1 Set.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-50.6
Veröffentlicht:	2026-07-27
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung