



## OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar

Verkaufspreis:

16.720,00 €

% Regulärer Preis: 20.900,00 € (20% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar"

### **MOBILER OPERATIONSTISCH mit Längsverschiebung der Tischplatte**

4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten,

5-Sektionen und 6-Sektionen auf Anfrage,

röntgenfähige Liegefläche,

Querstreben aus Carbon ( durchleuchtbar)

längsverschiebbare Liegefläche ( Manuell, elektrisch optional lieferbar)

Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell,

elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg,

Kantung Rückenplatte elektrisch,

verstellbar manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten,

Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste, im Preis enthalten,

Kabelfernbedienung mit Touchscreen (Optional) nicht im Preis enthalten,

Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten,

Bedientableau an der OP-Tisch-Säule, abnehmbar (Option) nicht im Preis enthalten,

Polsterauflage 50mm, MPG Klasse 1, ES 93/42/EEC, MDD,

Made in EU,

Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-4

Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm

Gesamtbreite: 550 mm

Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°

Kantung: 30° / 30°

Flex: 220°

Reflex: 100°

Längsverschiebung manuell: 340 mm

Rückenplatte: - 40° / + 85°

Kopfplatte: -50°- + 55° Max.

Patientengewicht: 350 Kg

Eigengewicht ca. 250 Kg

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-03-4M
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-07-08
<b>Lieferung :</b>	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll ( QDR )
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung



