



OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar

18.200,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar"

MOBILER OPERATIONSTISCH elektrisch verstellbar mit Längsverschiebung der Tischplatte

- **mit abgedecktem Fahrwerk, zum Verschieben des Tisches werden die Rollen ausgefahren**
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- 5-Sektionen und 6-Sektionen auf Anfrage
- röntgenfähige Liegefläche;
- Querstreben aus Carbon (durchleuchtbar);
- **längsverschiebbare Liegefläche**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, Kantung
- Rückenplatte manuell oder elektrisch verstellbar
- manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedieng (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- Made in EU

Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-4

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm
- Gesamtbreite: 550 mm

Seite 1

- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Flex: 220°
- Reflex: 100°
- Längsverschiebung manuell: 340 mm
- Rückenplatte: - 40° / + 85° manuell, elektrisch optional
- Kopfplatte: -50°- + 55°
- **Max. Patientengewicht: 350 Kg**
- Eigengewicht ca. 250 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03.9
Veröffentlicht:	2025-11-19
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

