



OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar

15.990,00 €*
Seite 1

% 20.500,00 €* (22% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar"

MOBILER OPERATIONSTISCH elektrisch verstellbar

bis 350 Kg

mit Längsverschiebung der Platte

- **Fahrgestell mit großen Rädern und Zentralbremse;**
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- 5-Sektionen und 6-Sektionen optional auf Anfrage
- röntgenfähige Liegefläche;
- **längsverschiebbare Liegefläche**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, Kantung
- Rückenplatte manuell oder elektrisch verstellbar
- manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDP

Technische Daten OP-Tisch FA-SU-03-4LWB

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Flex: 220°
- Reflex: 100°
- **Längsverschiebung: 340 mm**
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50° - + 55°
- Max. Patientengewicht: 350 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03.14-41LWBM
Veröffentlicht:	2026-02-01

