



OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar

Verkaufspreis:

15.820,00 €

% Regulärer Preis: 22.600,00 € (30% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar"

Mobiler Operationstisch elektrisch verstellbar bis 350 Kg

mit Längsverschiebung der Platte

- **Fahrgestell mit großen Rädern und Zentralbremse;**
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- 5-Sektionen und 6-Sektionen optional auf Anfrage
- röntgenfähige Liegefläche;
- **längsverschiebbare Liegefläche, manuell (elektrische Längsverschiebung auf Anfrage)**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, Kantung
- Rückenplatte elektrisch verstellbar
- manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD

Technische Daten OP-Liege FA-SU-03-4LWB

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm

- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Flex: 220°
- Reflex: 100°
- **Längsverschiebung manuell: 340 mm** (elektrische Längsverschiebung auf Anfrage)
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50°- + 55°
- Max. Patientengewicht: 350 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03.14-41LWBM
Veröffentlicht:	2026-06-18
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

