



OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar

21.520,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4-LWB elektrisch verstellbar"

MOBILER OPERATIONSTISCH elektrisch verstellbar,

bis 350 Kg,

mit Längsverschiebung der Platte

- **Fahrgestell mit großen Rädern und Zentralbremse;**
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- 5-Sektionen und 6-Sektionen auf Anfrage
- röntgenfähige Liegefläche;
- **längsverschiebbare Liegefläche**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, Kantung
- Rückenplatte elektrisch verstellbar
- manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD

Technische Daten OP-Tisch FA-SU-03-4LWB

Seite 1

Example Company

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Flex: 220°
- Reflex: 100°
- **Längsverschiebung: 340 mm**
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50° - + 55°
- Max. Patientengewicht: 350 Kg
- Eigengewicht ca. 250 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
--------------	--------------------

Produktnummer:	FA-SU-03.14-41LWB
----------------	-------------------

Veröffentlicht:	2025-10-30
-----------------	------------

