



## MRT Liege mit fester Wunschhöhe bis 7 T

4.350,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 10- 12 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege mit fester Wunschhöhe bis 7 T"

### 1510-MR Antimagnetische Liegen für MRT mit Seitengitter bis 220 Kg.

Namhafte Scanner Hersteller haben den 1510MR bis 7 T getestet und zertifiziert. Optional ist die MRT Liege mit einem Infusionsständer ausgestattet.

#### Ausstattung:

- Patiententransporter für die MRT- Umgebung
- mit Seitengitter für den innerklinischen Einsatz
- Die Höhe der Liegefläche ist standardmäßig 800 mm
- Die Rückenlehne ist manuell verstellbar bis +85°
- Antistatische Laufrollen ermöglichen ein leichtes Verfahren und sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- Eine antistatische, schwerentflammbare Auflage, 50mm hoch, mit hoher Speicherdichte, ermöglicht eine komfortable länger zeitliche Patientenlagerung. Sie ist atmungsaktiv und sehr gut für die Wischdesinfektion geeignet.
- Der Fixed Height Trolley wird auf eine bestimmte Tischhöhe gefertigt, um den individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden

- Nach unten klappbare Seitengitter ermöglichen einen sicheren Patiententransport.
- 4 Wandabweiser mit Stoßschutz sind an allen 4 Ecken montiert.
- Standardfarbe des Fahrgestells: RAL 7040
- Standardfarbe des Aufbaus: RAL 5015 (blau)

### Technische Daten MRT Liege 1510-MR

- Höhe bis Rahmenkante: 800 mm (oder Wunschhöhe)
- Breite der Liegefläche (ohne Seitengitter): 550 mm
- Länge der Liegefläche: 2100 mm (mit Schiebegriff) 1950 mm (reine Liegefläche)
- Maße des Fahrgestelles: 1300 mm x 600 mm (L x B)
- Manuell verstellbare Rückenlehne bis zu 85°
- Matratzenstärke: 50 mm
- Matratzenmaße: 1950 mm x 550 mm
- Rollendurchmesser: 150 mm
- Jede Rolle einzeln feststellbar
- Kantenschutz an allen vier Ecken
- Befestigungspunkte für optionalen Infusionsständer
- Befestigungspunkt für optionalen Sauerstoffflaschenhalter
- Geeignet bis 7,0 Tesla
- Max. Gewichtsbelastung: 220 kg

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	1510-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-04-16

### Zahlung :

### Kaufen Sie auf Rechnung

