



MRT Rollstuhl faltbar

2.160,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl faltbar"

Faltbarer antimagnetischer MRT Rollstuhl 4500-MR.

Belastbar bis 200 Kg.

Gefertigt ist dieser antimagnetische Faltrollstuhl aus einer Spezial- Aluminiumlegierung. Dieser MRT Rollstuhl bzw. **MRT Transportstuhl** ist 100% MRT-tauglich, bis 7 T getestet und kann problemlos direkt an den Magneten gefahren werden ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen. Das Handling ist sehr einfach und leicht, die Faltung erfolgt mit einer Hand. Die Armlehnen sind höhenverstellbar oder können auf Niveau der Sitzfläche versenkt werden, damit der Patient bei Bedarf seitlich auf den Sitz rutschen kann. Die Fußstützen sind höhenverstellbar und einklappbar. Sowohl Vorderräder (Lenkräder), als auch die Hinterräder sind einzeln feststellbar. Somit ist das Ein- und Aussteigen der Patienten ohne Probleme möglich.

- Sehr leichtes Handling
- Klappbar mit einer Hand
- Armlehnen höhenverstellbar und versenkbar
- Fußstützen höhenverstellbar und einklappbar
- Patientengewicht max. 200 Kg
- Vorderräder als Lenkräder
- Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015 himmelblau
- Gewicht: 17,5 Kg
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben (Aufpreis 190,00€ netto)

Maße und Gewichte

- Höhe: 965 mm Seite 1
 - Breite: 675 mm
- THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

- Breite gefaltet: 405 mm
- Breite Sitzfläche: 475 mm
- Tiefe: 1130 mm
- Rollendurchmesser Vorderräder: 125 mm
- Rollendurchmesser Hinterräder: 315 mm
- Feststellbremse an beiden Hinterrädern
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Farbe des Rahmens: RAL 5015
- Farbe der Sitzfläche: Grau

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

4500-MR

Veröffentlicht:

2026-04-17

