

## MRT Rollstuhl faltbar

2.160,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 4 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "MRT Rollstuhl faltbar"

## Faltbarer antimagnetischer MRT Rollstuhl

Gefertigt ist dieser antimagnetische Faltrollstuhl aus einer Spezial- Aluminiumlegierung. Dieser MRT Rollstuhl bzw. **MRT Transportstuhl** ist 100% MRT-tauglich, bis 7 T getestet und kann problemlos direkt an den Magneten gefahren werden ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen. Das Handling ist sehr einfach und leicht, die Faltung erfolgt mit einer Hand. Die Armlehnen sind höhenverstellbar oder können auf Niveau der Sitzfläche versenkt werden, damit der Patient bei Bedarf seitlich auf den Sitz rutschen kann. Die Fußstützen sind höhenverstellbar und einklappbar. Sowohl Vorderräder (Lenkräder), als auch die Hinterräder sind einzeln feststellbar. Somit ist das Ein- und Aussteigen der Patienten ohne Probleme möglich.

- Sehr leichtes Handling
- Klappbar mit einer Hand
- Armlehnen höhenverstellbar und versenkbar
- Füßstützen höhenverstellbar und einklappbar
- Patientengewicht max. 200 Kg
- Vorderräder als Lenkräder
- Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015 himmelblau
- Gewicht: 17,5 Kg
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben (Aufpreis 190,00€ netto)

## Maße und Gewichte

- Höhe: 965 mmBreite: 675 mm
- Breite gefaltet: 405 mmBreite Sitzfläche: 475 mm
- Tiefe: 1130 mm
- Rollendusehmesser Vorderräder: 125 mm

Example Company

Rollendurchmesser Hinterräder: 315 mm
Feststellbreme an beiden Hinterrädern
Sichere Arbeitslast: 200 kg
Farbe des Rahmens: RAL 5015
Farbe der Sitzfläche: Grau

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: 4500-MR



2025-10-30