



MRT Rollstuhl

2.430,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl"

Antimagnetischer Transport- und Rollstuhl 4501-MR.

Belastbar bis 220 Kg

100 % MR- kompatibel bis 7 T.
Dieser Stuhl kann direkt an den Magneten gefahren werden!
Hintere Rollen sind lenk- und feststellbar, nicht k्रेidend
Armlehnen höhenverstellbar
Einziehbare Fußbank, rutschhämrend
Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015
Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben (Aufpreis)

Maße und Gewichte

- Höhe: 1063 mm
- Breite: 646 mm
- Breite Sitzfläche: 500 mm
- Tiefe Sitzfläche: 931 mm
- Rollendurchmesser Hinterräder: 125 mm
- Hinterräder einzeln feststellbar
- Sichere Arbeitslast: 220 kg
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Einziehbare Fußbank mit rutschhemmenden Gummi
- Farbe: des Gestells: RAL 5015 (Himmelblau)
- Farbe der Sitzfläche: Grau

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	4501-MR
Veröffentlicht:	2026-04-16

Zahlung:

Kaufen Sie auf Rechnung

