

MRT Rollstuhl

2.430,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl"

Antimagnetischer Transport- und Rollstuhl

100 % MR- kompatibel bis 7 T.

Patientengewicht bis 220 Kg
Dieser Stuhl kann direkt an den Magneten gefahren werden!!!!!
Hintere Rollen sind lenk- und feststellbar, nicht kreidend
Armlehnen höhenverstellbar
Einziehbare Fußbank, rutschhämmend
Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015
Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben (Aufpreis)

Maße und Gewichte

- Höhe: 1063 mmBreite: 646 mm
- Breite Sitzfläche: 500 mm
- Tiefe Sitzfläche: 931 mm
- Rollendurchmesser Hinterräder: 125 mm
- Hinterräder einzeln feststellbar
- Sichere Arbeitslast: 220 kg
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Einziehbare Fußbank mit rutschhemmenden Gummi
- Farbe: des Gestells: RAL 5015 (Himmelblau)
- Farbe der Sitzfläche: Grau

Seite 1

Example Company

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: 4501-MR



