



MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar

4.480,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar"

Antimagnetischer Schwerlast- Faltrollstuhl 4588-MR.

Belastbar bis 300 Kg

zum Transport von adipösen Patienten geeignet bis 7 T.
Dieser Adipositasrollstuhl kann direkt an den Magneten gefahren werden!

- Sehr leichtes Handling
- Klappbar mit einer Hand
- Armlehnen höhenverstellbar und versenkbar
- Fußstützen höhenverstellbar und einklappbar
- Maße:
- Gesamthöhe: 1070 mm
- Gesamtbreite: 800 mm
- Gesamttiefe: 1140 mm
- Höhe Sitzfläche vom Boden: 650 mm
- Tiefe Sitzfläche: 495 mm
- Breite Sitzfläche: 700 mm
- Patientengewicht bis 300 Kg
- Vorderräder als Lenkräder
- Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Seite 1

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	4588-MR
Veröffentlicht:	2026-06-01

Zahlung :

