



MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar

4.480,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar"

Antimagnetischer Schwerlast- Faltrollstuhl 4588-MR.

Belastbar bis 300 Kg

zum Transport von adipösen Patienten geeignet bis 7 T. Dieser Adipositasrollstuhl kann direkt an den Magneten gefahren werden!

- · Sehr leichtes Handling
- Klappbar mit einer Hand
- Armlehnen höhenverstellbar und versenkbar Füßstützen höhenverstellbar und einklappbar
- Maße:
- Gesamthöhe: 1070 mm
- Gesamtbreite:800 mm
- Gesamttiefe: 1140 mm
- Höhe Sitzfläche vom Boden: 650 mm
- Tiefe Sitzfläche: 495 mm
- Breite Sitzfläche: 700 mm
- Patientengewicht bis 300 Kg
- Vorderräder als Lenkräder
- Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015
 Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



Hersteller:

THM Medizintechnik

Produktnummer:

4588-MR









