



## MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar

4.480,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollstuhl Schwerlast faltbar"

### **Antimagnetischer Schwerlast- Faltrollstuhl 4588-MR.**

**Belastbar bis 300 Kg**

zum Transport von adipösen Patienten geeignet bis 7 T.  
Dieser Adipositasrollstuhl kann direkt an den Magneten gefahren werden!

- Sehr leichtes Handling
- Klappbar mit einer Hand
- Armlehnen höhenverstellbar und versenkbar
- Fußstützen höhenverstellbar und einklappbar
- Maße:
- Gesamthöhe: 1070 mm
- Gesamtbreite: 800 mm
- Gesamttiefe: 1140 mm
- Höhe Sitzfläche vom Boden: 650 mm
- Tiefe Sitzfläche: 495 mm
- Breite Sitzfläche: 700 mm
- Patientengewicht bis 300 Kg
- Vorderräder als Lenkräder
- Standardfarbe der Fahrgestells: RAL 5015
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Seite 1

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	4588-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-04-17

**Zahlung :**

