



MRT Chirurgstuhl mit Höhenverstellung

830,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Chirurgstuhl mit Höhenverstellung"

4504-MRM Dieser antimagnetische Hocker ist bis 7.0 T getestet und freigegeben. Er zeichnet durch folgende Eigenschaften aus:

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Höhenverstellbar zwischen 460 bis 600 mm durch drehen der Sitzfläche
- Fünfarmiger Kunststoffsockel mit fünf antimagnetischen Zwillingslaufrollen
- Sitzfläche in grau und schwarz lieferbar
- Durchmesser der Sitzfläche beträgt 325 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	4504-MR
Veröffentlicht:	2026-05-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung