



Kopfkalotte für OP-Tische FA-WS-21.11

Regulärer Preis:

790,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Kopfkalotte für OP-Tische FA-WS-21.11"

Mit hufeisenförmigem Polster

Passend für: FASU-02, FASU-03, FASU-05, FASU-14

Zum Einsatz kommt diese Kopflagerung zur Unterstützung des Kopfes eines Patienten in Rückenlage oder Bauchlage.

Die Kopfhalterung kann mit einer Hand verstellt werden,
mit der anderen Hand kann der Kopf des Patienten gehalten werden.
Hinter der Kopfstütze befindet sich eine Zubehörschiene.

Die Kopfstütze besteht aus einem hufeisenförmigen Polyurethanpolster
mit den Abmessungen: 70 x 190 x 235 mm und einer kompletten
Edelstahlstruktur.

Die zwei drehbaren Gelenke, ermöglichen die unabhängige Anpassung der Polsterhöhe,
dem Abstand zum OP-Tisch und der Neigung.

Sie passt zu OP-Tischen der FA-SU-Serie und wird anstatt der normalen Kopfplatte adaptiert.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-WS-21.11
Veröffentlicht:	2026-08-24



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung