



Beinhalter nach Göpel (Stück)

290,00 €*
€* = ohne MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Beinhalter nach Göpel (Stück)"

FAWS-5.5-1 Beinhalter nach Goepel

1 Stk gynäkologischer oder urologischer Beinhalter

ohne Radialstellkloben inkl. Fixierband.

Der Beinhalter (Gynstütze) ist mit einer Polyurethanschale ausgestattet:

Schalenlänge 250mm

Schalentiefe innen 45mm

Schalenbreite innen 145 mm,

Gesamtlänge: 600 mm;

Stange Ø 16mm;

Die tragende Konstruktion dieser Beinstütze ist aus massivem Edelstahl hergestellt.

Die Beinschale wird über Präzisionskugelgelenk vertikal und horizontal fest eingestellt.

Die Befestigung erfolgt an den Gleitschienen (Normschienen) des Op- Tisches über Radialstellkloben, (nicht Lieferumfang enthalten).

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-5.5-1
Veröffentlicht:	2026-05-25

Seite 1



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 2

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256