



Kopfkalotte FA-WS-21.5

Regulärer Preis:

890,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Kopfkalotte FA-WS-21.5"

Kopfkalotte für OP-Tische der FA-SU-Serie

Passend für: FA-SU-02, FA-SU-03, FA-SU-05, FA-SZ-01

Zum Einsatz kommt diese Kopflagerung in der Laryngologie, Ophthalmologie und MKG- Chirurgie. Sie wird anstatt der normalen Kopfplatte adaptiert mit Hilfe eines Adapters.
Sie besteht aus einem halbkreisförmigen Polster mit folgenden Abmessungen:
70 mm x 190 mm x 235 mm
und Konstruktion aus Edelstahl. Der Kopfstützenrahmen ermöglicht dank dreier Drehknoten die Regulierung von Höhe, Neigung und Längsneigung des Polsters

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-WS-21.5
Veröffentlicht:	2026-08-27
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung