



Rückenplatte für Schulteroperationen

Regulärer Preis:

6.600,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 25 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Rückenplatte für Schulteroperationen"

Rückenplatte für Schulteroperationen

Ideal für Eingriffe im Schulterbereich

Die obere Plattenelemente links und rechts sind herausnehmbar. Durch Abnahme der Beinplatten des OP-Tisches kann schnell und einfach eine Beach Chair Rückenplatte für die Schulterarthroskopie in Beach Chair Position des Patienten adaptiert werden. Die Sitzwinkleinstellung erfolgt über einen Hebel mit Gasdruckfederunterstützung. Adaptionmöglichkeit an Stelle des Beinplatten mit Aufschiebbarkeit auf die Normschienen. Breite zwischen den Normschienen außen/außen: 542mm

- Mit Kopflagerung
- Mit Armauflage
- Mit allen Adaptern
- Mit allen Polstern
- Pass an alle OP-Tische mit Normschienen- Adaptionmöglichkeit

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

FAAS-80

Veröffentlicht:

2026-09-06

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

