



## OP-Tisch FA-SU-03-ORTHO

16.720,00 €\*  
550

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-ORTHO"

## MOBILER OPERATIONSTISCH

### FA-SU-03-ORTHO mit orthopädischen Extensionen und Spezialkopflagerung

- mit abgedecktem Fahrgestell;
- Ortho- Liegefläche mit Spezialkopflagerung, Rückenplatte, Sitzplatte, zweifachen abnehmbaren Beinplatten
- und orthopädischer Extension an Koppelstelle
- auch als chirurgischer OP-Tisch nutzbar
- Röntgenfähige Liegefläche;
- Querstreben aus Carbon ( durchleuchtbar);
- Hochwertiger Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- Elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, und Kantung;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, Beinplatten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- Made in EU

#### Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-09 ORTHO

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm ohne Extension
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Längsverschiebung manuell: 340 mm
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50°- + 55°
- **Max. Patientengewicht: 350 Kg**
- Eigengewicht ca. 280 Kg

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-03-BL20-SO-12
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-01-08

