

## **OP-Tisch FA-SU-03-ORTHO**

16.720,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-ORTHO"

## MOBILER OPERATIONSTISCH

## FA-SU-03-ORTHO mit orthopädischen Extensionen und Spezialkopflagerung

- mit abgedecktem Fahrgestell;
- Ortho- Liegefläche mit Spezialkopflagerung, Rückenplatte, Sitzplatte, zweifachen abnehmbaren Beinplatten
  und orthopädischer Extension an Koppelstelle
  auch als chirurgischer OP-Tisch nutzbar

- Röntgenfähige Liegefläche; Querstreben aus Carbon (durchleuchtbar); Hochwertiger Edelstahl (Werkstoff1.4301) antibakteriell; Elektrische Verstellung von Beitigente der Frankleiche und Kantung;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option) nicht im Preis enthalten Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, Beinplatten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- · Made in EU

## Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-09 ORTHO

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm ohne Extension
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm 1140 mm
   Seite 1

Example Company

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
Kantung: 30° / 30°
Längsverschiebung manuell: 340 mm
Rückenplatte: - 40° / + 85°
Kopfplatte: -50°- + 55°
Max. Patientengewicht: 350 Kg
Eigengewicht ca. 280 Kg

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: FA-SU-03-BL20-SO-12

Veröffentlicht:

2025-11-19





