



Kopfkalotte FA-WS-21.9

Regulärer Preis:

1.150,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopfkalotte FA-WS-21.9"

Kopfkalotte für die Laryngoskopie und Ophthalmologie

Mit dieser Kopflagerung wird der Kopf eines Patienten in Bauch- und Rückenlage gestützt.

Bestehend aus zwei Polyurethan-Polstern mit verstellbarer Breite und einer Edelstahlkonstruktion in einem matten Finish. Dank der drei drehbaren Gelenke, wird eine unabhängige Einstellung von Höhe, Winkel, Abstand zum Op-Tisch und Neigung der des Polsters ermöglicht.

Zusätzlich (nicht enthalten) ist ein Adapter erforderlich: (210,00 €)

[FAWS-84.7](#) für

FASU-05.15, FASU-02, FASU-03, FASU-05,

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-WS-21.9
Veröffentlicht:	2026-08-26

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung