



Kopfkalotte FAWS-45.5

Regulärer Preis:

970,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopfkalotte FAWS-45.5"

Kopfkalotte für OP Tisch

Passend zu FASU-02, FASU-03, FASU-05,

Mit zusätzlich nutzbarer Normschiene zur Adaptierung von Zubehör stirnseitig
Hergestellt um den Kopf eines Patienten in Rücken-, Bauch- und Seitenlage zu lagern.

Besteht aus einem PU-Polster mit den Abmessungen:
70 x 190 x 235 mm und einer Edelstahlkonstruktion.

Dank zweier Gelenke wird die Einstellung von Höhe, Neigung und
Abstand zur Tischplatte eingestellt.

Zusätzlich (nicht enthalten) ist ein Adapter erforderlich:

[FAWS-84.7](#) für

FASU-05.15, FASU-02, FASU-03, FASU-05,

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-45.5
Veröffentlicht:	2026-08-24



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung