



Narkosebügel ausklappbar mit Radialstellkloben

Verkaufspreis:

151,20 €

% Regulärer Preis: 189,00 € (20% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Werktage

Produktinformationen "Narkosebügel ausklappbar mit Radialstellkloben"

Narkosebogen, Anästhesiebügel in Winkelform mit Radialstellkloben

Horizontalstange mit 2 ausschwenkbaren Stangen, jeweils 300 mm lang,
Die Möglichkeit der Höhenverstellung und das Drehen um die vertikale Achse erfolgt im Kloben.
Tragende Struktur aus Edelstahl gefertigt.

Höhe: 88cm, Tiefe: 63cm,
Länge der verstellbaren Elemente: 30cm,
Ø der Stange 16 mm

Mit Radialstellkloben 3.06.08

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	3.06.12V
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung