



Seitenstütze oder Schulterstütze FAWS-59.5

Regulärer Preis:

520,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Seitenstütze oder Schulterstütze FAWS-59.5"

Seitenstütze oder Schulterstütze für OP-Tische

zur Abstützung des Patienten in Seitenlage sowie durch Umschwenken als Schulterstütze zu verwenden

Sie ist horizontal in der Führung verstellbar sowie in der Höhe im Kloben verstellbar.

Das Polster ist schwenkbar.

Maße Polster: 24 mm x 70 mm x 1152 mm.

Lagerteil aus massivem Edelstahl,
inkl. Befestigungskloben FA-WS-16.5 (2 Stk.)

1 Paar

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-WS-59.5
Veröffentlicht:	2026-07-26



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung