



## Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze

1.630,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze"

### RE10-390-K HAND-OP-TISCH

**Hohe Belastung ohne Stütze für bessere Beinfreiheit**

- Edelstahlstruktur
- benötigt keine Stütze
- mit Polster
- röntgenfähig
- wird fest über die Normschiene mit dem OP- Tisch verbunden.
- Höhenverstellbar: 10 cm
- Maße: 600 X 340 mm, L X B
- Röntgenfähiger Bereich: 550 X 250 mm
- Patientengewicht ca. max. 200 Kg.
- Belastung bis 15 Kg. (Am Ende)
- Gewicht: 6,7 Kg.
- Inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

RE10-390-K

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

