

## Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze

1.630,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze"

## **RE10-390-K HAND-OP-TISCH**

## Hohe Belastung ohne Stütze für bessere Beinfreiheit

- Edelstahlstruktur
- benötigt keine Stütze
- mit Polster
- röntgenfähig
- wird fest über die Normschiene mit dem OP- Tisch verbunden.
- Höhenverstellbar: 10 cm
- Maße: 600 X 340 mm, L X B
  Röntgenfähiger Bereich: 550 X 250 mm

- Patientengewicht ca. max. 200 Kg.
  Belastung bis 15 Kg. (Am Ende)
  Gewicht: 6,7 Kg.
  Inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer:

RE10-390-K

Example Company

Veröffentlicht:

2025-11-02

