



Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K

Regulärer Preis:

2.280,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K"

HAND-und ARM OP- TISCH

- Leichtgewichts- Hand OP-Tisch für 360° C-Bogeneinsatz, ist röntgenfähig und wird fest über die Normschiene mit dem OP-Tisch verbunden.
- Der Hand OP Tisch wird inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster geliefert.
- Für eine 360° C-Bogenfreiheit wird der Hand-OP-Tisch ohne Stütze verwendet.
- Maße: 600 x 340 L x B
- Patientengewicht ca. 200 Kg.
- Belastung max. 15 Kg. (Am Ende)
- Gewicht: 4,2 Kg
- Arm-OP-Tisch mit Carbonplatte und Polster
- Maße: Höhenverstellbar: 100mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-396-K
Veröffentlicht:	2026-06-18

Zahlung :

