



## Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K

2.280,00 €\*  
Netto

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K"

### HAND-und ARM OP- TISCH

- Leichtgewichts- Hand OP-Tisch für 360° C-Bogeneinsatz, ist röntgenfähig und wird fest über die Normschiene mit dem OP-Tisch verbunden.
- Der Hand OP Tisch wird inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster geliefert.
- Für eine 360° C-Bogenfreiheit wird der Hand-OP-Tisch ohne Stütze verwendet.
- Maße: 600 x 340 L x B
- Patientengewicht ca. 200 Kg.
- Belastung max. 15 Kg. (Am Ende)
- Gewicht: 4,2 Kg
- Arm-OP-Tisch mit Carbonplatte und Polster
- Maße: Höhenverstellbar: 100mm

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-396-K
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-01

Seite 1

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

