

## Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K

2.280,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K"

## **HAND-und ARM OP-TISCH**

- Leichtgewichts- Hand OP-Tisch für 360° C-Bogeneinsatz, ist röntgenfähig und wird fest über die Normschiene mit dem OP-Tisch verbunden.

  • Der Hand OP Tisch wird inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster geliefert.

  • Für eine 360° C-Bogenfreiheit wird der Hand-OP-Tisch ohne Stütze verwendet.

- Für eine 360° C-Bogenfreineit wird der Hand
  Maße: 600 x 340 L x B
  Patientengewicht ca. 200 Kg.
  Belastung max. 15 Kg. (Am Ende)
  Gewicht: 4,2 Kg
  Arm-OP-Tisch mit Carbonplatte und Polster
  Maße: Höhenverstellbar: 100mm

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-396-K
Veröffentlicht:	2025-11-02

Example Company





