



Hand- Arm- OP- Tisch Carbon mit Polster und Stütze

2.620,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand- Arm- OP- Tisch Carbon mit Polster und Stütze"

RE10-396 HAND- ARM- OP-TISCH wahlweise mit Stütze

Leichtgewicht- Handtisch

Der Hand- und Arm OP- Tisch verfügt über zwei Klemmen (zum Einhängen an der Normschiene) und ein Stützbein aus Fiberglas, das entweder auf der linken oder rechten Seite montiert werden kann, sodass eine einfache Anpassung an die Position des Chirurgen oder die Platzierung des C-Bogens oder Mikroskops möglich ist.

- Arm-OP-Tisch mit taillierter Carbonplatte, für 360° C-Bogeneinsatz geeignet
- inkl. Polster
- Die Stütze ist links oder rechts einsetzbar, muss aber nur bei höherer Belastung genutzt werden.
- Wird die Stütze nicht genutzt ist der Hand-OP-Tisch rundum röntgenfähig.
- Der Hand- oder Arm-OP-Tisch wird fest über die Normschiene mit dem OP- Tisch verbunden.

Maße:

- Höhenverstellbar: 100 mm
- Maße: 815 X 270/ 340mm, LXB
- Röntgenfähiger Bereich: 570 X 210 mm
- Patientengewicht ca. max. 270 Kg.

Seite 1
THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

- Belastung max. 20 Kg.
- Gewicht nur 5,6 Kg
- Fieberglasstütze inklusive
- Inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-396
Veröffentlicht:	2026-05-01

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

