



Kopflagerungskissen FAWS-69.0

95,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Kopflagerungskissen FAWS-69.0"

Polster für die Kopflagerung auf dem OP-Tisch

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig.

Mit Mulde zur Stabilisierung des Kopfes

Maße:

H 80 mm x T 220 mm x B 240 mm.

Gut zu reinigen und zu desinfizieren

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-69.0
Veröffentlicht:	2026-04-15
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

